

2023年9月19日

お客様各位

## 嚙下運動モニタ B4S™ 改良アプリ提供のお知らせ

平素より、嚙下運動モニタ B4S™をご愛用頂き、誠にありがとうございます。  
かねてより、お客様のご要望に基づいて B4S のアプリ改良に取り組んでまいりました。その結果、B4S がさらに優れた機能と性能を備え、より使いやすくなりましたのでご案内申し上げます。

アップデート実施にあたり、別紙の B4S™アプリのアップデートマニュアルに沿って、インターネットに接続後、Google Play にログインし、インストールを行っていただきますようお願い申し上げます。

なお、ご不明な点等がございましたら下記までお問い合わせください。

販売代理店：インターリハ株式会社

【電話番号】 03-5974-0231

【受付時間】 平日 9：00～12：00/13：00～17：00

\* 土日祝日は休業とさせていただきます。

### 記

対象機器	嚙下運動モニタ B4S™
バージョン	カウントアプリ 2.0 トレーニングアプリ 2.0
ご提供開始日	2023年9月19日（火）
改良アプリ内容 （改良点）	[1] センサ装着時のセンサの押し当て位置のビジュアル化 [2] 測定時にセンサ伸縮をバー表示 [3] カウントアプリの測定時間短縮：50 秒から 33 秒に短縮 [4] 嚙下測定回数上限の変更：8 回から 15 回/30 秒に変更 [5] 測定結果の編集機能 ・取扱説明書（バージョンアップに伴う変更）

以上